

Konstanzprüfungen für Befundungsmonitor
Arbeitstägliche Kontrollen - visuelle Prüfungen
 (nur für Gebiet der Ärztlichen Stelle Niedersachsen/Bremen)

Prüfjahr:

Institution:	Hersteller/Typ:	Serien-Nr. / ID:	Standort:
---------------------	------------------------	-------------------------	------------------

Variante mit SMPTE -Testbild: (QS-Richtlinie) 5%: 95%: Alle Stufen:	oder	Variante mit TG 18 OIQ -Testbild: (DIN 6868-157, Position 8.2.2) Linienpaare: Rasterlinien: Balkenverlauf: QUALITY CONTROL weiß+grau: schwarz: 5%, 95%-Felder:
---	-------------	--

KW	Mo	Die	Mi	Do	Fr	Sa	So
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

KW	Mo	Die	Mi	Do	Fr	Sa	So
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							